# Работа 10.1 Электронный парамагнитный резонанс Селюгин Михаил, 876

#### 1 Теория вопроса

Энергетический уровень электрона в присутствии магнитного поля B расщепляется на два подуровня, расстояние между которыми равно:

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 2\mu B \tag{1}$$

Резонансное значение частоты:

$$\hbar\omega_0 = \Delta E = 2\mu B \tag{2}$$

При переходе с нижнего на верхний уровень квант энергии поглощается, а при обратном переходе излучается квант той же частоты. Возбуждение электронных резонансных переходов электромагнитным полем с частотой  $\omega_0$  носит название «электронного парамагнитного резонанса»

Сигнал ЭПР наблюдается на неспаренных электронах. В работе используется образец свободного радикала ДФПГ.

$$\begin{array}{c|c}
 & O_2N \\
 & N - \dot{N} - NO_2 \\
\hline
 & O_2N
\end{array}$$

Рис. 1: Дифенилпикрилгидразил

Рассмотрим основные процессы, влияющие на ширину линии ЭПР. В отсутсвие высокочастотного поля заселенность верхнего и нижнего уровней  $N_u$  и  $N_d$  определяется температурой и описывается формулой Больцмана.

$$\frac{N_u}{N_d} = exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right) \tag{3}$$

В присутствии резонансного поля между уровнями возникают индуцированные переходы, ведущие к тому, что заселенность верхнего уровня растет, а нижнего падает. Восстановление теплового равновесия происходит двумя способами: спин-спиновой и спин-решеточной релаксацией. Отличить их друг от друга можно по температурной зависимости: спин-решеточное взаимодействие быстро возрастает с температурой (числом фононов), спин-спиновое от температуры практически не зависит.

Согласно соотношению неопределенностей:

$$\Delta E \tau \simeq \hbar \Delta \omega \tau \simeq 1 \tag{4}$$

В работе требуется получить ЭПР сигнал на ДФПГ. Известно, что связь между магнитным моментом электрона и его механическим моментом выражается через гиромагнитное соотношение:

$$\mu = \gamma \mathbf{M} \tag{5}$$

Если магнитный момент выражается в магнетонах Бора, а механический в единицах  $\hbar$ , то связь выражается через фактор Ланде:

$$\frac{\mu}{\mu_B} = \frac{g\mathbf{M}}{\hbar} \tag{6}$$

Эта формула справедлива и для проекций. Можно выразить g-фактор

через определяемые экспериментально величины:

$$g = \frac{\hbar\omega_0}{\mu_B B} \tag{7}$$

Эксперимент выполняется с помощью спектроскопа.




Рис. 2: Блок-схема установки для наблюдения ЭПР в молекуле ДФПГ

Параметры установки:  $N_1 = 5850, N_2 = 1260$ 

#### 2 Результаты измерений

- I. Измерение g-фактора электрона.
  - Значение резонансной частоты измерено по лимбу генератора:  $\omega_0 = 167.7 \ \mathrm{M}\Gamma$ ц.
  - Параметры катушки, создающей постоянное магнитное поле:  $N_1=5850,\ N_2=1260.$
  - Параметры пробной катушки:  $d=14.9\pm0.1$  мм, n=N=44 витка.
  - Угловая частота переменного тока:  $\omega = 2$  к $\Gamma$ ц.
  - Значение постоянного тока в катушке:  $U=184.3~{\rm MB}.$
  - Показания лампового милливольтметра: V = 15.6 MB.
- II. Определение ширины линии ЭПР.
  - Амплитуда модулирующего поля:  $A_{\text{полн.}} = 9$  дел.
  - ullet Ширина кривой резонансного поглощения на полувысоте:  $A_{1/2}=0.8$  дел.
  - ЭДС индукции в пробной катушке:  $\mathcal{E}_i = 11.2 \text{ мB}.$

На осциллографе наблюдается кривая резонсного поглощения:




Рис. 3: Наблюдаемая с помощью осциллографа линия резонансного поглощения в кристалле  $Д\Phi\Pi\Gamma$ 

#### 3 Обработка результатов

I. Оценим g фактор электрона. Для этого с помощью пробной катушки определим индукцию магнитного поля пиз формулы:

$$V = nB_0 S\omega = \frac{\pi}{4} nB_0 d^2 \omega \Longrightarrow B_0 = \frac{4V}{\pi n d^2 \omega}.$$
 (8)

Получим результат:

$$B_0 \approx 1.02 \text{ мТл.}$$

Рассчитаем погрешность:

$$\varepsilon_d \approx 0.6\%, \ \varepsilon_V \approx 0.5\% \ \Rightarrow \varepsilon_{B_0} = \sqrt{2\varepsilon_d^2 + \varepsilon_V^2} = 1.0\%.$$

Таким образом:

$$B_0 = 1.02 \pm 0.01 \text{ мТл } (\varepsilon \approx 1\%).$$

Вычислим g-фактор:

$$g = \frac{\hbar\omega_0}{\mu_{\rm B}}$$

$$g = \approx 1.87$$
.

Рассчитаем погрешность:

$$\varepsilon_{B_0} = 1.0\%, \ \varepsilon_{\omega_0} \approx 0.6\% \ \Rightarrow \varepsilon_g = \sqrt{\varepsilon_{\omega_0}^2 + \varepsilon_{B_0}^2} \approx 1.2\%.$$

Значит:

$$g = 1.87 \pm 0.02$$
.

### II. Оценим ширину линии ЭПР.

Определим амплитуду моделирующего поля по формуле:

$$B_{\text{мод.}} = \sqrt{2} \frac{2\mathcal{E}_i}{\pi^2 d^2 n \nu},\tag{9}$$

где  $\nu = 400~\Gamma$ ц – частота модулирующего напряжения.

Тогда:

$$B_{\text{мол}} \approx 0.82 \text{ мТл.}$$

Погрешность:

$$\varepsilon_d = 0.7\%, \ \varepsilon_{\mathcal{E}_i} = 0.9\% \Rightarrow \varepsilon_{B_{\text{мод.}}} = \sqrt{2\varepsilon_d + \varepsilon_{\mathcal{E}_i}} \approx 1.3\%.$$

Значит

$$B_{\text{мод.}} = 0.82 \pm 0.01 \text{ мТл } (\varepsilon = 1, 3\%).$$

Далее определим полуширину линии ЭПР

$$\Delta B = \frac{A_{1/2}}{A_{\text{полн.}}} B_{\text{мод.}}.\tag{10}$$

Значит полуширина на полувысоте линии резонансного поглощения равняется:

$$\Delta B \approx 0.071 \text{ MT} = 0.71 \text{ Fc}.$$

Рассчет погрешности:  $\varepsilon_{B_{\text{мод.}}}=1,3\%,\,\varepsilon_{A_{\text{полн.}}}=\frac{0.05}{9}\approx0.5\%,\,\varepsilon_{A_{1/2}}=\frac{0.05}{0.8}\approx6.3\%.$  Тогда

$$arepsilon_{\Delta B} = \sqrt{arepsilon_{A_{\mathrm{ПОЛН.}}}^2 + arepsilon_{A_{1/2}}^2 + arepsilon_{B_{\mathrm{MOД.}}}^2} pprox 6.5\%.$$

Получаем результат:

$$\Delta B = 0.71 \pm 0.05 \; \text{Tc} \; (\varepsilon = 6.5\%).$$

## 4 Вывод

В ходе эксперимента было исследовано явление ЭПР на молекуле ДФПГ и получены значения g фактора и полуширины линии ЭПР. При этом результаты оказались близки к табличным. Так, для g фактора  $g_{\text{изм}} = 1.87 \pm 0.02, g_{\text{табл}} = 2$ . А для полуширины линии  $\Delta B_{\text{изм}} = 0.71 \pm 0.05$  Гс  $\Delta B_{\text{табл}} \approx 1$ .