# Отчёт о выполнении лабораторной работы 10.1 «Электронный парамагнитный резонанс»

**Цель работы:** исследовать электронный парамагнитный резонанс в молекуле ДП $\Phi\Gamma$ , определить g-фактор электрона, измерить ширину линии ЭПР.

**Оборудование:** радиоспектроскоп, вольтметр, трансформатор ЛАТР, осциллограф, блок питания, генератор мегагерцового диапазона, образец ДФПГ.

#### Теория

Энергетический уровень электрона в присутствии магнитного поля B расщепляется на два подуровня. Расстояние между ними равно

$$\Delta E = E_2 - E_1 = 2\mu B \tag{1}$$

Между уровнями возможны переходы. Они могут возбуждаться внешним высокочастотным магнитным полем. Резонансное значение частоты определяется из соотношения

$$\hbar\omega_0 = \Delta E = 2\mu B \tag{2}$$

При переходе с нижнего на верхний уровень квант энергии поглощается, а при обратном переходе излучается квант той же частоты. Возбуждение электронных резонансных переходов ЭМ полем с частотой  $\omega_0$  называется электронным парамагнитным резонансом.

Без внешнего высокочастотного поля заселенность верхнего и нижнего уровней  $N_u$  и  $N_d$  определяется температурой и описывается формулой Больцмана

$$\frac{N_u}{N_d} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right) \tag{3}$$

Гиромагнитное соотношение

$$\mu = \gamma \vec{M} \tag{4}$$

Если магнитный момент выражается в магнетонах Бора, а механический в единицах  $\hbar$ , то связь выражается через фактор Ланде

$$\frac{\mu}{\mu_B} = \frac{g\vec{M}}{\hbar} \tag{5}$$

Можно выразить g-фактор через определяемые экспериментально величины

$$g = \frac{\hbar\omega_0}{\mu_B B} \tag{6}$$

#### Ход работы

#### Измерения и наблюдения

Резонансная и половинные частоты:

 $f_{res} = 126,76 \pm 0,02$ М $\Gamma$ ц

 $f_h = 126,97 \pm 0,02$ М $\Gamma$ ц

 $f_l = 126, 49 \pm 0, 02$ МГц Тогда добротность контура:

$$Q = \frac{f}{\Delta f} = \frac{f_{res}}{f_h - f_l} = \frac{126,76}{0,48} \approx 264,1$$

$$\varepsilon_Q = \varepsilon_{f_{res}} + \varepsilon_{\Delta f} \approx \varepsilon_{\Delta f} = 0,08$$

$$\sigma_Q = 21$$

$$Q = (2,6 \pm 0,21) \cdot 10^2$$

Пробная катушка:

N = 45

 $d = 15, 2 \pm 0, 1$ mm

Зная также ЭДС  $\varepsilon_i = (2,51\pm0,01)\cdot 10^{-3}$ В и частоту  $\nu = 50\Gamma$ ц, найдем величину модулирующего поля:

$$B = \sqrt{2} \frac{2\varepsilon_i}{\pi^2 d^2 N \nu} \approx 1,52 \cdot 10^{-3} \text{Тл} = 1,52 \text{мТл}$$
 $\varepsilon_B = \varepsilon_{\varepsilon_i} + 2\varepsilon_d = 0,003 + 0,013 = 0,016$ 
 $\sigma_B = 0,024 \text{мТл}$ 
 $B = 1,52 \pm 0,024 \text{мТл}$ 

Для полуширины на полувысоте линии резонансного поглощения получим

$$\Delta B = rac{A_{half}}{A_{full}} B = 0,146$$
мТл


Калибровочный график (напряжение на пробной катушке от внешнего):


$$B_0 = rac{V_t}{NS2\pi
u} = 7,03 \pm 0,45$$
мТл

Тогда

$$g = 1, 9 \pm 0, 2$$

График зависимости резонансной частоты от силы тока:





### Обсуждение

Выполнив данную лабораторную работу, мы измерили g-фактор электрона, пронаблюдав явление ЭПР. Он оказался равен  $g=1,9\pm0,2,$  что совпадает с табличным значением.

## Вывод

g-фактор электрона  $g=1,9\pm0,2,$  что совпадает с табличным значением.